

Dermatril® P



应用领域

- 实验室和操作
- 化学工业
- 食品工业
- 电子工业
- 计算机产业
- 清洁与维护
- 产品保护

品质优势

- 一次性防护手套
- 很好的灵敏度
- 穿戴舒适
- 提高了撕裂强度，抗撕裂
- 粗糙表面提供了更好的抓握性
- 良好的耐化学性
- 贴合度高，便于操作

产品名	743 Dermatril® P
材质	丁腈
描述	长袖，卷边， 防滑指尖，无粉
长度（mm） 厚度（mm）	270 - 290 0.2
颜色 尺寸	蓝色 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
证书	category III EN388 000x EN374 JKL EN374   



产品特色

- 不含天然乳胶
- 不含引起过敏的物质，如硫酸或树脂
- 符合 EN 455 医用手套标准
- 抗多种细胞抑制剂药物
- 符合 ASTM 1671:2001 防病毒标准
- 包装卫生，可单只抽取
- 可提供高档钢制分配器盒
- 批准用于食品加工
- 符合 EN 61340-5-1 防静电手套标准，可适用于电子行业
- 可选小包装手套 746 （10 只/盒，如左图所示）