



Hettich PRC 植物生长箱

95% 类似阳光的白光 LED 光照

- 在 400-700nm 范围内，可提供与太阳光谱类似度高达 95% 的光照条件
- 超高光照均匀度，灯下 5cm 处可达 100%，生长区域覆盖率 99.5%
- 光照强度可无级调节
- 质保 30000 小时
- 节能减排，每块灯板耗能仅 38W



LED 灯板



光谱

© 2017 年赛默飞保留所有权利，所有其他商标归赛默飞及其子公司所有。



赛默飞
官方微信



实验室产品
和服务

热线 800 810 5118
电话 400 650 5118
www.thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC